

## Instrucțiuni pentru recoltarea citologiei Babeș-Papanicolaou convenționale

### O lamă pentru fiecare pacientă

- I. Se completează formularul "SOLICITARE ANALIZE" față-verso.
- II. Se pregătește lama pentru recoltare astfel:
  - se identifică fața lamei a cărei manșetă este mată (nu reflectă lumina);
  - pe această manșetă mată se scrie **numele pacientei cu creionul și cu majuscule**.
- III. Se recoltează frotiul citologic:
  1. Se pune în evidență colul uterin prin montarea unui specul vaginal sau a două valve.
  2. Se îndepărtează cu delicatețe mucusul și secrețiile de la nivelul colului uterin cu ajutorul unui tampon de vată montat pe o pensă port-tampon, înainte de prelevare, dacă se consideră necesar.
  3. Periuța tip **Cervex brush** se introduce prin orificiul cervical extern cu firele lungi, se presează pe exocol până când firele exterioare se încovoie și apoi se rotește într-o singură direcție de 3-4 ori 360<sup>0</sup>.  
În acest fel, prelevarea interesează exocolul, zona de transformare și endocolul.
  4. Materialul obținut se întinde pe lamă într-un strat cât mai subțire și mai uniform.
  5. Frotiul astfel obținut se fixează **imediat** prin picurare pe lamă a 3 - 4 picături fixator.
- IV. După evaporarea fixatorului, frotiul se introduce în cutiuța de plastic\* pentru transport către laborator și se trimite la Clinica Micomi împreună cu formularul de solicitare completat.

*\* În cutiuțele de plastic încap 4 lame, câte două spate în spate, de o parte și de alta a separatorului.*